

## KONFIGURATIONEN

### RC-SERIE Geräteart für Fetalmonitor

Eine kompakte Lösung für einen reinen Fetalmonitor



ABGEBILDET MIT FETALMONITOR DER GE HEALTHCARE COROMETRICS 250CX-SERIE

### RC-SERIE Workstation für Fetalmonitor und Notebook

Das Notebook-Fach bietet eine Arbeitsfläche und schützt das Notebook.



ABGEBILDET MIT FETALMONITOR DER GE HEALTHCARE COROMETRICS 250CX-SERIE

### VHRC-SERIE Fetalmonitor-Workstation

VHRC mit Höhenverstellung für Anwendungen im Sitzen oder im Stehen



ABGEBILDET MIT FETALMONITOR DER GE HEALTHCARE COROMETRICS 250CX-SERIE UND TELEMETRIE-EINHEIT

### VHRC-SERIE Fetalmonitor-Workstation mit zwei Bildschirmen

Zwei Bildschirme für optimale Sichtverhältnisse und Arbeitsabläufe



ABGEBILDET MIT FETALMONITOR DER GE HEALTHCARE COROMETRICS 250CX-SERIE UND TELEMETRIE-EINHEIT

GCX verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von vollständig konfigurierbaren Halterungslösungen speziell für die Gesundheitsbranche weltweit. GCX-Produkte sind zuverlässig, robust, leicht zu reinigen und sicher. Sie haben ein modulares Design für einfache, kostengünstige Nachrüstungen und ermöglichen eine flexible Positionierung für optimierte Arbeitsabläufe und verbesserten Bedienkomfort.

**GCX**  
Mounting Solutions

## GE Healthcare Fetalmonitore

HALTERUNGSLÖSUNGEN



Diese platzsparende integrierte Workstation hat unsere Arbeitsabläufe verbessert.

[www.gcx.com](http://www.gcx.com)

AMERIKA  
+1 800 228 2555  
+1 707 773 1100  
Petaluma, Kalifornien  
USA

EUROPA, NAHER OSTEN,  
AFRIKA  
+31 (0) 88 627 26 00  
Tilburg  
Niederlande

ASIEN-PAZIFIK  
+886 2 2298 2842  
New Taipei City  
Taiwan

**GCX**  
Mounting Solutions

Die Qualitätsmanagementverfahren von GCX sind nach ISO 13485:2003 zertifiziert. GCX, PolyMount und PolyQuip sind eingetragene Marken, und VHRC, VHC, VHM, VHRS, PRC, M Series (M-Serie) und Stor-Lock sind Marken der GCX Corporation. Alle anderen Markennamen, Produktbezeichnungen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © Copyright 2016

## GERÄTECARTS FÜR FETALMONITOR

OPTIMALE ARBEITSABLÄUFE DURCH DIE KOMBINATION VON FETALMONITOR UND COMPUTER-HARDWARE IN EINER EINZIGEN LÖSUNG

Das platzsparende Design unterstützt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Der Gerätecart integriert sich im Arbeitsalltag nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe. In einem Notfall lässt sich die Workstation für einen optimalen Zugang zu Gasflaschen, Anschlüssen und sonstigen Geräten leicht bewegen. Für eine ordentliche Konfiguration von Monitor- und IT-Geräten ist jeder Gerätecart mit Kabelführungen und großzügigen Zubehör-Ablagen ausgestattet.

Das modulare, robuste Design erlaubt eine schnelle Anpassung der Workstation an die sich wandelnden technischen und anwendungsbezogenen Anforderungen, ohne dass der ganze Gerätecart ersetzt werden muss. Die höhenvariable Ausführung bietet eine zusätzliche ergonomische Höhenverstellung für Anwendungen im Sitzen oder im Stehen und für unterschiedlich große Benutzer.



◀ **VHRC™ -Serie**  
HÖHENVARIABLE WORKSTATION  
**BILDSCHIRMOPTIONEN**  
Ein Bildschirm  
Zwei Bildschirme

**RC-Serie ▶**  
WORKSTATION MIT FESTER HÖHE  
**BILDSCHIRMOPTIONEN**  
Zwei Bildschirme nebeneinander  
Ein Bildschirm



Fetalmonitor und Computer-Hardware werden einfach in einer einzigen Workstation kombiniert, die zur Optimierung der operativen Abläufe beiträgt.

## ZUBEHÖR



Steckdosenleisten-Halterung



Steckdosenleisten in Krankenhausqualität



Patientenakten-Ablage



Modulare Ablagen Stor-Lock



Schublade



Ablagekörbe



CPU-Halterungen



USV-Halterungen

## MERKMALE UND VORTEILE

**Auffangvorrichtung für Ausdrücke**  
Recorder-Ausdrücke werden ordentlich aufgefangen.

**Ablageoptionen**  
Ablagekörbe und Schubladen für Zubehör und Versorgungsmaterial

**Schnell lösbare Ablagekörbe**  
Vier praktische Ablagekörbe

**Kabelmanagement**  
Eine ordentliche Arbeitsumgebung

**Wartungszugang**  
Fetalmonitor kann für Wartungsarbeiten schnell abgenommen werden.

**Zubehör**  
Zahlreiche Optionen verfügbar

**VHRC-Serie**  
HÖHENVARIABLER KONFIGURIERBARER GERÄTECART

**STANDARDKONFIGURATION**  
Doppelhandgriff  
Schwenkarm / hochklappbare Tastaturablage  
Kabelmanagement  
Auffangvorrichtung für Ausdrücke  
Große Schublade  
Schnell lösbare Ablagekörbe

**RC-Serie**  
KONFIGURIERBARER GERÄTECART MIT FESTER HÖHE

**STANDARDKONFIGURATION**  
Doppelhandgriff  
Ergonomische, verstellbare Tastaturablage  
Kabelmanagement  
Auffangvorrichtung für Ausdrücke  
Schubladen  
Schnell lösbare Ablagekörbe

**FRAGEN SIE NACH EINER KOSTENLOSEN BERATUNG**

unter Tel. +1 800 228 2555 oder per E-Mail [sales@gcx.com](mailto:sales@gcx.com)