

ACCESORIOS



Almacenamiento modular Stor-Lock




Cajón de servicio



Cajón porta expedientes



Bandejas de servicio



Monturas para fuente de alimentación



Tiras de enchufes grado médico



Monturas para lector de código de barras



Canastas de servicio



Cubiertas de canal



Ganchos de servicio



Ganchos para cables



Asas



Montura sobre poste PolyQuip®



Colgador de bolsas IV PolyQuip®



Montura de poste para cilindro de gas



Montura de canal para cilindro de gas

GCX ha invertido más de 45 años creando soluciones de montaje completamente configurables, exclusivamente para el sector de la salud a nivel mundial. Los productos GCX son confiables, duraderos, se limpian fácilmente y seguros. Cuentan con un diseño modular para actualizarse fácilmente de manera rentable y su colocación es ajustable para mejorar el flujo de trabajo y la comodidad del usuario.

GCX
Mounting Solutions

Dispositivos Médicos

SOLUCIONES DE MONTAJE



GCX ofrece la gama de soluciones que necesitamos con la confiabilidad y el servicio con los que podemos contar.

CANALES

LOS CANALES GCX PUEDEN ADAPTARSE A DIVERSAS SUPERFICIES DE MONTAJE.



Canal para montura superficial



Canal de carril horizontal



Canal de carril vertical



Canal para pared



Canal de altura variable



Canal para poste



Canal para riel de accesorios



Canal pared de cabeza y colgante

www.gcx.com

AMÉRICAS
+1 800 228 2555
+1 707 773 1100
Petaluma, California
Estados Unidos

EMEA
+31 (0) 88 627 26 00
Tilburg
Países Bajos

APAC
+886 2 2298 2842
New Taipei City
Taiwán

GCX
Mounting Solutions

Los procesos de gestión de calidad de GCX están certificados en ISO 13485:2003. GCX, PolyMount y PolyQuip son marcas registradas, y las series VHRC, VHC, VHM, VHRS, PRC, M y Stor-Lock son marcas registradas de GCX Corporation. Todas las demás marcas, nombres de productos o marcas registradas pertenecen a sus titulares respectivos. © Copyright 2017

BRAZOS

BRAZOS DE SOPORTE DE ALTURA FIJA Y VARIABLE PARA UNA AMPLIA GAMA DE DISPOSITIVOS Y COMBINACIONES.



Monitores de paciente

Anestesia



Estaciones de trabajo para monitoreo / informática

CARROS Y CARRITOS MÉDICOS

SOLUCIONES MÓVILES DE ALTURA FIJA Y VARIABLE PARA UNA DIVERSIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y HARDWARE PARA EMR.




Monitores de paciente

Estaciones de trabajo para monitoreo / informática



ANESTESIA

SOLUCIONES PARA LA INTEGRACIÓN SEGURA Y ERGONÓMICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y HARDWARE DE COMPUTADORA SOBRE MÁQUINAS DE ANESTESIA.



Monturas para repisa por encima

Monturas al lado izquierdo


Monturas al lado derecho

GCX COMPROBARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN DE MONTAJE DESEADA SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS IEC 60601-1.

INTERFACES PARA MONTAJE



Canal



Riel horizontal



Riel horizontal con pata



Riel vertical



Poste vertical de diámetro fijo



Poste vertical de diámetro variable



Abrazadera de transporte para poste vertical



Carril para accesorios

TRABAJAMOS CON FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN TODO EL MUNDO

Capsule • CASMED • Colin • Covidien • Criticare • Datex Ohmeda • Deltex Medical • Dixtal Medical • Dräger • Edan • Edwards Lifesciences • Fukuda Denshi • GE Healthcare • Hill-Rom • Invivo • Maquet • Masimo • Mindray • Mortara • Nellcor • Nihon Kohden • Oridion • Philips • Physio Control • Schiller • Sonosite • Spacelabs • Stryker • Welch Allyn • Zoe Medical • Zoll y muchos más

CIELO RASO Y MESA

GCX OFRECE SOLUCIONES PARA MULTITUD DE APLICACIONES Y DISPOSITIVOS.



Serie VHM

BRAZOS DE ALTURA VARIABLE

VHM-P AND VHM-PL



EXTENSIONES OPCIONALES
8 PULGADAS / 20.3 CM
14 PULGADAS / 35.6 CM

VHM-25



EXTENSIONES OPCIONALES
7 PULGADAS / 17.8 CM
EN ÁNGULO U HORIZONTAL

Series E y M

BRAZOS DE ALTURA FIJA

BRAZO CON INCLINACIÓN / GIRO



LONGITUD DEL BRAZO
6 PULGADAS / 15.2 CM

BRAZO DE PIVOTE



LONGITUDES DE BRAZO AL RAS
8 PULGADAS / 20.3 CM
12 PULGADAS / 30.5 CM
16 PULGADAS / 40.6 CM

BRAZO ARTICULADO



LONGITUDES DE BRAZO
8 X 8 PULGADAS / 20.3 X 20.3 CM
8 X 12 PULGADAS / 20.3 X 30.5 CM
12 X 12 PULGADAS / 30.5 X 30.5 CM

Series RS y VHRS

CARRITOS MÉDICOS DE ALTURA FIJA Y VARIABLE



TRABAJO LIVIANO

ALTURA FIJA

CONTROL DE ALTURA CON PERILLA

Series VHRC y RC

CARRITOS MÉDICOS CONFIGURABLES DE ALTURA FIJA Y VARIABLE



ALTURA FIJA

ALTURA VARIABLE

Columnas con doble canal

ACOMODA MONTURAS DE CANAL GCX



ALTURAS DE COLUMNA
8 PULGADAS / 20.3 CM
12 PULGADAS / 30.5 CM
16 PULGADAS / 40.6 CM
24 PULGADAS / 61 CM

ALTURAS DE COLUMNA
8 PULGADAS / 20.3 CM
12 PULGADAS / 30.5 CM
18 PULGADAS / 45.7 CM
24 PULGADAS / 61 CM
36 PULGADAS / 91.4 CM

Monturas emperradas, con abrazadera para escritorio y sobre pedestal

