

# ZUBEHÖR



Unterstützen Sie Ihre EPA-Initiativen mit mobilen und an der Wand oder auf dem Tisch befestigten Halterungslösungen von GCX.

GCX verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von vollständig konfigurierbaren Halterungslösungen speziell für die Gesundheitsbranche weltweit. GCX-Produkte sind zuverlässig, robust, leicht zu reinigen und sicher. Sie haben ein modulares Design für einfache, kostengünstige Nachrüstungen und ermöglichen eine flexible Positionierung für optimierte Arbeitsabläufe und verbesserten Bedienkomfort.



# Computer-Produkte

HALTERUNGSLÖSUNGEN



# GCX-PROFILSCHIENEN

GCX-PROFILSCHIENEN KÖNNEN AN VERSCHIEDENE OBERFLÄCHEN ANGEPAßT WERDEN.



[www.gcx.com](http://www.gcx.com)

AMERIKA  
+1 800 228 2555  
+1 707 773 1100  
Petaluma, Kalifornien  
USA

EUROPA, NAHER OSTEN,  
AFRIKA  
+31 (0) 88 627 26 00  
Tilburg  
Niederlande

ASIEN-PAZIFIK  
+886 2 2298 2842  
New Taipei City  
Taiwan




Die Qualitätsmanagementverfahren von GCX sind nach ISO 13485:2003 zertifiziert. GCX, PolyMount und PolyQuip sind eingetragene Marken, und VHRC, VHC, VHM, VHRS, PRC, M Series (M-Serie) und Stor-Lock sind Marken der GCX Corporation. Alle anderen Markennamen, Produktbezeichnungen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © Copyright 2016

## TRÄGERARME

TRÄGERARME MIT FESTER ODER EINSTELLBARER HÖHE FÜR IT-ANWENDUNGEN



Workstations



Tablet-PCs



Bildschirme



Tastaturen und Mäuse



Notebooks

## GERÄTECARTS + GERÄTEWAGEN

MOBILE, MODULARE LÖSUNGEN FÜR VERSCHIEDENE GERÄTEKONFIGURATIONEN




Monitor-/IT-Workstations



## ANÄSTHESIEGERÄTE

LÖSUNGEN FÜR DIE SICHERE UND ERGONOMISCHE INTEGRATION VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN UND COMPUTER-PRODUKTEN AN ANÄSTHESIEGERÄTEN



Halterungen für Abdeckplatte (oben)

Halterungen für linke Seitenwand

Halterungen für rechte Seitenwand

GCX PRÜFT, OB DIE GEWÜNSCHTE HALTERUNGSKONFIGURATION DIE TECHNISCHE NORM IEC 60601-1 EINHÄLT.

## BEFESTIGUNGSSCHNITTSTELLEN



GCX-Profilsschiene



Horizontale Normschiene



Horizontale Normschiene mit Stützfuß



Vertikale Normschiene



Vertikale Stange (fester Durchmesser)



Vertikale Stange (variabler Durchmesser)



Transportklemme für vertikale Stange



Zubehörschiene

## STANDARDISIERUNG

In Gesundheitseinrichtungen, die durchgängig mit GCX®-Halterungslösungen ausgestattet sind, können sich die Gesundheitsdienstleister auf die Patienten konzentrieren statt auf die Anbringung der Geräte. Durch die Standardisierung mit GCX-Produkten werden eine „sinnvolle Nutzung“ und eine intuitive Bedienung erreicht und die Gesamtbetriebskosten gesenkt.


## TISCHHALTERUNGEN

VERSCHIEDENE LÖSUNGEN ZUR MAXIMIERUNG DES VERFÜGBAREN PLATZES



### VHM-Serie

HÖHENVARIABLE TRÄGERARME




OPTIONALE VERLÄNGERUNGEN 8" (20,3 CM) 14" (35,6 CM)

OPTIONALE VERLÄNGERUNGEN 7" (17,8 CM) SCHRÄG ODER HORIZONTAL

### E- und M-Serie

TRÄGERARME MIT FESTER HÖHE



ARMLÄNGE 6" (15,2 CM)

ARMLÄNGEN DIREKT 8" (20,3 CM) 12" (30,5 CM) 16" (40,6 CM)

ARMLÄNGEN MEHRGELENKSCHWENKARM 8"X8" (20,3 X 20,3 CM) 8"X12" (20,3 X 30,5 CM) 12"X12" (30,5 X 30,5 CM)

### VHRS-Serie

HÖHENVARIABLE GERÄTEWAGEN



HANDKNOPFBETÄTIGTE HÖHENVERSTELLUNG

FUSSPEDALBETÄTIGTE HÖHENVERSTELLUNG

FUSSPEDALBETÄTIGTE HÖHENVERSTELLUNG (WORKSTATION)

FUSSPEDALBETÄTIGTE HÖHENVERSTELLUNG (NOTEBOOK)

### VHRC- und RC-Serie

KONFIGURIERBARE GERÄTECARTS MIT FESTER ODER EINSTELLBARER HÖHE



MIT FESTER HÖHE

HÖHENVARIABLE

### Säulen mit GCX-Doppelprofilsschiene

ZUR AUFNAHME VON HALTERUNGEN FÜR GCX-PROFILSCHIENEN



SÄULENHÖHEN 8" (20,3 CM) 12" (30,5 CM) 18" (45,7 CM) 24" (61,0 CM) 36" (91,4 CM)

### Halterungen zum Anschrauben, mit Tischklemme oder mit Standfuß

